

ساخت ایران

فلومتر اکسیژن

Oxygen Flowmeter

TF-15




فلومتر اکسیژن TF-15

تولید شده به وسیله متخصصین ایرانی با بهره‌گیری از
تکنولوژی TM فرانسه و با کیفیت‌ترین مواد اولیه

ویژگی‌ها:

- ① کاور محافظ بسیار شفاف و نشکن با طراحی یک تکه تا روی بدنه
- ② گوی استیل شناور و لوله مدرج با درجه‌بندی دقیق و خوانا
- ③ بدنه ساخته شده از آلیاژ برنج با روکش نیکل سخت و مقاومت بالا در برابر هرگونه خوردگی اکسیژن
- ④ عملکرد دقیق و انطباق کامل فلوی خروجی با مقدار تنظیم شده و رعایت حد مجاز حداکثر فلوی خروجی در محدوده OVER





همودیفایر (مخزن مرطوب کننده):

همودیفایر با اتصال به فلومتر اکسیژن و استفاده از آب مقطر درون مخزن، شرایط مرطوب شدن اکسیژن انتقالی به سیستم تنفسی بیمار را ایجاد می‌کند که عدم استفاده از آن و یا خالی بودن مخزن، منجر به انتقال اکسیژن خشک به بیمار شده که استفاده طولانی مدت از آن می‌تواند باعث آسیب مجاری تنفسی بیمار گردد.

ویژگی‌های همودیفایر TPH:

- + نشکن بودن و مقاومت بسیار بالا در برابر ضربه و سقوط از ارتفاع
- + قابل اتوکلاو در دمای ۱۲۱ درجه بدون ایجاد تغییر در شکل ظاهری و رنگ مخزن
- + کاملاً شفاف و دارای درجه‌بندی خوانا جهت کنترل میزان سطح آب مقطر درون آن
- + مجهز به حباب‌ساز متخلخل از نوع بی‌صدای به منظور حفظ آرامش بیمار
- + نشکن بودن قسمت خروجی شلنگ خور بدلیل تزریق یکپارچه آن با درب مخزن
- + دارای مهره فلزی جهت اتصال به فلومتر

فلومترهای اکسیژن Pre-adjusted:



مدل DEBFLO

- + دارای ۱۵ فلوی از پیش تنظیم شده با خروجی ثابت و دقیق
- + قابلیت خوانایی بالا از فاصله دور بدلیل طراحی خاص

فلومتر اکسیژن TF-15 به همراه شیر مستقیم



- + امکان استفاده از یک آلتیت برای اکسیژن رسانی همزمان به بیمار و دستگاه ونتیلاتور
- + مجهز به شیر مستقیم با امکان کنترل میزان اکسیژن خروجی

فلومتر اکسیژن دوقلو

مدل TF-15 (TWIN)



- + جهت استفاده همزمان دو بیمار از یک آلتیت اکسیژن
- + امکان سفارش بصورت ترکیبی از فلومترهای متفاوت (بزرگسال و اطفال)
- + قابل اتصال به کلیه آلتیت‌های اکسیژن با استفاده از آداپتورهای هر آلتیت



تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان دستگردی (ظفر)، خیابان ناجی
کدپستی: ۱۹۱۸۷۶۳۸۱۱
خیابان فرزانه شرقی، پلاک ۱۴
تلفن: ۰۲۱-۲۲۲۲۲۱۵۰ خط ویژه

طراح تجبیز پویش
تولید و واردات تجهیزات پزشکی

